

UPT-512BL

Película térmica azul para reproductores de imágenes secas UP-DF550 y UP-DF750



Descripción general

Película térmica azul de 10 X 12" para los reproductores de imágenes secas FilmStation UP-DF550 y UP-DF750 de Sony.

El paquete contiene 125 hojas de película.

Tamaño de papel: 253 x 304 mm (10 x 12 pulgadas)

Especificaciones técnicas

Especificaciones	
● Tipo de papel	Película térmica azul
● Contenido:	125 hojas/paquete
● Tamaño del papel/película	253 x 304 mm 10 x 12 inches
● Páginas de impresión por rollo	125 hojas/paquete
● Impresoras compatibles	UP-DF550, UP-DF750

Productos compatibles

Radiology Imagers



UP-DF550

Reproductor de imágenes
DICOM de diagnóstico
multiformato



UP-DF750

Reproductor de imágenes
DICOM de diagnóstico de
alta resolución