

UPC-R80MD

Carga de papel A4 con laminación automática en color para UP-DR80MD



Descripción general

Soporte A4 con laminación automática para una gran resistencia y durabilidad.

El revestimiento laminado protector es resistente a la luz, el calor, el agua, la humedad y las huellas dactilares. Impresiones de larga duración para almacenamiento para el almacenamiento a largo plazo.

Cada paquete contiene 2 cintas y 2 rollos de soporte para producir 100 impresiones por paquete. (4 paquetes por caja principal)

Especificaciones técnicas

Especificaciones	
● Tipo de soporte	Carga de papel con laminación automática en color
● Índice	2 rollos de papel para 50 impresiones
● Tamaño Paper/Film	210 mm x 16 m 8 3/8 x 630 pulgadas
● Páginas de impresión para un rollo	2 paquetes de 50 hojas
● Impresoras compatibles	UP-DR80MD

Impresoras para sanidad



UP-DR80MD

Impresora digital en color
A4