

UPC-21S

Paquete de impresión a color A6 para su uso con impresoras UP-20, UP-21MD, UP-D21MD, UP-25MD, UP-D23MD y UP-D25MD.



Descripción general

Paquete de impresión a color «A6» de tamaño pequeño.

Este producto está disponible en múltiplos de 6 unidades (1 caja principal).

Se usa principalmente para endoscopios y ultrasonidos.

Especificaciones técnicas

Especificaciones genéricas	
● Contenido del paquete	240 hojas de soporte de impresión, cintas tintadas de 3 colores
● Unidad de pedido	1 paquete (múltiplos de 6 unidades)
● Tamaño de soporte	100 x 90 mm

Productos compatibles

Impresoras para sanidad



UP-25MD
Impresora analógica en
color A6



UP-D25MD
Impresora digital en color
A6